

GÉZATONE




МАССАЖЕР - ПОДУШКА

AMG 394



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ, УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ И ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ДИСКОМФОРТА САМЫМ ДЕЙСТВЕННЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ МАССАЖ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДУШКИ – МАССАЖЕРА **AMG394 GEZATONE**, СОЧЕТАЮЩЕЙ МАССАЖ РОЛИКАМИ С ИК ПРОГРЕВОМ, ПОМОЖЕТ РАССЛАБИТЬ ЗАТЕКШИЕ МЫШЦЫ ВСЕГДА, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО.



БОЛЬ, СКОВАННОСТЬ И УСТАЛОСТЬ
МЫШЦ ШЕИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ



БОЛИ В ОБЛАСТИ ШЕИ
И СПИНЫ ЗА РУЛЕМ, В ДОРОГЕ



«СИДЯЧАЯ» РАБОТА,
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ПРИ НЕДОСТАТКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ



ГИПЕРТОНУС МЫШЦ ПРИ
ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗКАХ




ПРОФИЛАКТИКА
ОСТЕОХОНДРОЗА,
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССА



СКОВАННОСТЬ И ДИСКОМФОРТ
В ОБЛАСТИ ШЕИ ПРИ РАБОТЕ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ, НА УЧЕБЕ





РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



Артикул 1301198

СИНХРОННОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 4 МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ДВА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ИМИТИРУЕТ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНОГО МАССАЖА. ПРОРАБАТЫВАЯ УСТАВШИЕ МЫШЦЫ, РОЛИКИ УСТРАНЯЮТ СПАЗМ, А С НИМ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ, СКОВАННОСТЬ И ОНЕМЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЕ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ

ВЫЗЫВАЕТ РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ.

ПРИ РАСШИРЕНИИ СОСУДОВ ПОВЫШАЕТСЯ КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ ТКАНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И КИСЛОРОД, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА МЫШЦЫ СПОСОБСТВУЕТ РАССЛАБЛЕНИЮ, УСТРАНЕНИЮ ЧУВСТВА НАПРЯЖЕНИЯ И УСТАЛОСТИ.

ДЕЙСТВИЕ РОЛИКОВОГО МАССАЖА



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ




СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ



ИК ПРОГРЕВ



Артикул 1301198

ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
НАРУШЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ И
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МЫШЦАХ,
УСИЛИВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
РОЛИКОВОГО МАССАЖА.

ИК ТЕПЛО РАССЛАБЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ
МЫШЦЫ, ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ ОКАЗЫВАЕТ
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ТЕЛО,
РАССЛАБЛЯЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ.



УСИЛИВАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И АКТИВИЗИРУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
ОКАЗЫВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ , УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ
ОРГАНИЗМА ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ
БОЛЕЗНЕННОСТИ МЫШЦ .

ДЕЙСТВИЕ ИК ПРОГРЕВА



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ




РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
И АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖЕРА - ПОДУШКИ

ПОДУШКА ИМЕЕТ ОБШИРНУЮ ЗОНУ ВОЗДЕЙСТВИЯ – ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТЕЛО.



БЕДРА И ИКРЫ



СТОПЫ



ОБЛАСТЬ СПИНЫ И
ПОЯСНИЦЫ

6

ВСТРОЕННЫХ
ПРОГРАММ РАБОТЫ



Артикул 1301198

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
МАССАЖЕРА ПОЗВОЛЯЕТ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА
КОНКРЕТНУЮ ОБЛАСТЬ ТЕЛА,
ВОССТАНОВИТЬ
КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ И СНЯТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ГРУППЫ МЫШЦ.




ШЕЯ И ПЛЕЧИ



ОБЛАСТЬ ЖИВОТА



РУКИ И КИСТИ РУК



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ, КАК МОЛОДЫМИ, ТАК И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ.
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА, В ОФИСЕ И В ПОЕЗДКАХ.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В ЧЕМОДАНЕ ИЛИ ДОРОЖНОЙ СУМКЕ, ПОДУШКУ МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 15 МИНУТ.
- ПРИ ПОМОЩИ РЕМНЯ МАССАЖЕР КРЕПИТСЯ НА СПИНКЕ КРЕСЛА ИЛИ СТУЛА. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОФИСЕ ИЛИ ДОМА ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА.
- **ПРОСТОТА** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

Артикул 1301198



УПРАВЛЕНИЕ
ОДНОЙ
КНОПКОЙ



3 СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ
РОЛИКОВ




РАБОТАЕТ
ОТ
АККУМУЛЯТОРА



6 ВСТРОЕННЫХ
ПРОГРАММ
РАБОТЫ



СМАРТ - ТАЙМЕР
15 МИНУТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ДЫШАЩАЯ СЕТКА

МЯГКОЕ И КОМФОРТНОЕ ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ
НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.
ЛЕГКО ПРОПУСКАЕТ И РАССЕИВАЕТ ТЕПЛО.
НАДЕЖНОЕ И ПРОЧНОЕ, НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ
МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
“SPEED”, ДОСТУПНЫ 3 СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОЛИКОВ

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ МАССАЖНЫЕ
РОЛИКИ МЕНЯЮТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
КАЖДУЮ МИНУТУ.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ТИХАЯ РАБОТА МОТОРА ДЕЛАЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА КОМФОРТНЫМ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, НО И ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩИХ.



ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА


Артикул 1301198



кнопка "вкл\выкл" изменения программы работы

кнопка изменения скорости вращения роликов (3 скорости)

индикатор заряда аккумулятора



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР.

УДОБНО РАСПОЛОЖИТЕСЬ В КРЕСЛЕ ИЛИ НА СТУЛЕ, ДИВАНЕ.
МАССАЖЕР ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ОБЛАСТИ МАССАЖА

ВКЛЮЧИТЕ ПОДУШКУ - МАССАЖЕР НАЖАТИЕМ КНОПКИ ПИТАНИЯ,
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ РЕЖИМ.

НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ РЕЖИМ ИЗ 6 .
ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ МАССАЖЕР ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.



1

ВКЛЮЧАЕТСЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ ПОСЛЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА. В
ЭТОМ РЕЖИМЕ ВКЛЮЧЕН
ПОДОГРЕВ, МАССАЖНЫЕ
РОЛИКИ МЕНЯЮТ
НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ
КАЖДУЮ МИНУТУ.

2

ПОВТОРНОЕ
(КРАТКОВРЕМЕННОЕ)
НАЖАТИЕ НА КНОПКУ
ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧАЕТ
ПОДОГРЕВ. МАССАЖНЫЕ
РОЛИКИ МЕНЯЮТ
НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ
КАЖДУЮ МИНУТУ.



3

СЛЕДУЮЩЕЕ НАЖАТИЕ
НА КНОПКУ МЕНЯЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ,
ПОДОГРЕВ ОТКЛЮЧЕН.

4

СЛЕДУЮЩЕЕ НАЖАТИЕ
НА КНОПКУ ВКЛЮЧАЕТ
ИК ПОДОГРЕВ



5

СЛЕДУЮЩЕЕ НАЖАТИЕ
НА КНОПКУ МЕНЯЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ.


6

СЛЕДУЮЩЕЕ НАЖАТИЕ
НА КНОПКУ ОТКЛЮЧАЕТ
ИК ПОДОГРЕВ

ВЫ МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ, НАЖАВ И УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ ПИТАНИЯ.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ МОЖНО
РЕГУЛИРОВАТЬ КНОПКОЙ «SPEED»





РЕЗУЛЬТАТЫ*



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАССАЖА БУДУТ ОЩУТИМЫ
УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА,
КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ 15 МИНУТ.

ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ МАССАЖЕРА
МОЖНО ЗАБЫТЬ ПРО БОЛЕЗНЕННОСТЬ, ОНЕМЕНИЕ,
СКОВАННОСТЬ И УСТАЛОСТЬ В ШЕЕ, СПИНЕ, ПЛЕЧАХ,
ПОЯСНИЦЕ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ
И БОЛИ В ШЕЕ



УЛУЧШЕНИЕ
ОСАНКИ



УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ
И ТЯЖЕСТИ
В НОГАХ



ХОРОШИЙ СОН,
НАСТРОЕНИЕ И
САМОЧУВСТВИЕ



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ В
МЫШЦАХ




УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛИ В СПИНЕ И
ПОЯСНИЦЕ



КОМФОРТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

** Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста
могут быть достигнуты только при проведении курса массажей*





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЕТЕВОЙ
АДАПТЕР



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
АДАПТЕР




НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: DC 12 В, сетевой адаптер AC 220 В, 50 Гц/ DC 12 В, 1 А
ВИД АККУМУЛЯТОРА: Литий - ионный, 3x3,7В 2200 мАч
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 12 Вт
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ: 15 минут
ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА: 5°C - 40°C
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА: < 80%
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: 340 x 120 x 190 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ СЕРИИ AMG, модель AMG 394 - 1 шт.
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР - 1 шт.
АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ «ПРИКУРИВАТЕЛЯ» АВТОМОБИЛЯ -1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 шт.
УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА -1 шт.





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА УСПОКОИТЕЛЬНЫХ, БОЛЕУТОЛЯЮЩИХ И СНОТВОРНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ





- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ И РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖИ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНКОВ ШЕЙНОГО И ДРУГИХ ОТДЕЛОВ.
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- ДЫХАТЕЛЬНАЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИ НАЛИЧИИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА, ПРИ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВРАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>