



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2016 года № РЗН 2016/4320

На медицинское изделие

Кровать медицинская функциональная механическая "Армед"  
по ТУ 9452-016-13391002-2015

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр  
медицинской техники "АРМЕД" (ООО "НПЦ МТ "АРМЕД"), Россия,  
143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная  
коммунальная зона, владение 1А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр  
медицинской техники "АРМЕД" (ООО "НПЦ МТ "АРМЕД"), Россия,  
143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная  
коммунальная зона, владение 1А

Место производства медицинского изделия

ООО "НПЦ МТ "АРМЕД", 143912, Московская область, г. Балашиха,  
шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А

Номер регистрационного досье № РД-10623/9138 от 18.03.2016

Вид медицинского изделия 120210

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 24 июня 2016 года № 5951  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0020235

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2016 года № РЗН 2016/4320

Лист 1

На медицинское изделие

Кровать медицинская функциональная механическая "Армед"  
по ТУ 9452-016-13391002-2015, варианты исполнения:

1. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-А в составе:

- кровать - 1 шт.;
- спинка головная - 1 шт.;
- спинка ножная - 1 шт.;
- колесо - 4 шт.;
- болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
- гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
- шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
- шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.

2. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Б в составе:

- кровать - 1 шт.;
- спинка головная - 1 шт.;
- спинка ножная - 1 шт.;
- колесо - 4 шт.;
- рама Балканского - 1 шт.;
- стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
- ограждение боковое - 2 шт.;
- болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
- гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
- шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
- шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Д в составе:

- кровать - 1 шт.;
- колесо - 4 шт.;
- стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
- тракционная рама - 1 шт.;
- ограждение боковое - 2 шт.;
- болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
- гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Муранко

0021883

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4320

Лист 2

- шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
- шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 4. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Н в составе:
  - кровать - 1 шт.;
  - спинка головная - 1 шт.;
  - спинка ножная - 1 шт.;
  - опора с колесами - 2 шт.;
  - рама Балканского - 1 шт.;
  - стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
  - ограждение боковое - 2 шт.;
  - болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
  - болт М10х90 ГОСТ 7805 - 8 шт.;
  - гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
  - гайка М10 ГОСТ 5927 - 8 шт.;
  - шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
  - шайба п 10 ГОСТ 11371 - 8 шт.;
  - шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
  - шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 - 8 шт.;
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 5. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС105-Б в составе:
  - кровать - 1 шт.;
  - спинка головная - 1 шт.;
  - спинка ножная - 1 шт.;
  - опора с колесами - 2 шт.;
  - устройство для подтягивания - 1 шт.;
  - стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
  - ограждение боковое - 2 шт.;
  - болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
  - болт М10х90 ГОСТ 7805 - 8 шт.;
  - гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
  - гайка М10 ГОСТ 5927 - 8 шт.;
  - шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
  - шайба п 10 ГОСТ 11371 - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0021884

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4320

Лист 3

- шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
- шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 - 8 шт.;
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 6. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС105-А в составе:
  - кровать - 1 шт.;
  - спинка головная - 1 шт.;
  - спинка ножная - 1 шт.;
  - опора с колесами - 2 шт.;
  - болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
  - болт М10х90 ГОСТ 7805 - 8 шт.;
  - гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
  - гайка М10 ГОСТ 5927 - 8 шт.;
  - шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
  - шайба п 10 ГОСТ 11371 - 8 шт.;
  - шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
  - шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 - 8 шт.;
  - Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 7. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС106-Д в составе:
  - кровать - 1 шт.;
  - спинка головная - 1 шт.;
  - спинка ножная - 1 шт.;
  - опора с колесами - 2 шт.;
  - устройство для подтягивания - 1 шт.;
  - стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
  - ограждение боковое - 2 шт.;
  - болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
  - болт М10х90 ГОСТ 7805 - 8 шт.;
  - гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
  - гайка М10 ГОСТ 5927 - 8 шт.;
  - шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
  - шайба п 10 ГОСТ 11371 - 8 шт.;
  - шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
  - шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 - 8 шт.;
  - Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0021885



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2016 года № РЗН 2016/4320

Лист 4

эксплуатации - 1 экз.

8. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС106-Б в составе:

- кровать - 1 шт.;
- спинка головная - 1 шт.;
- спинка ножная - 1 шт.;
- колесо - 4 шт.;
- устройство для подтягивания - 1 шт.;
- стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
- ограждение боковое - 2 шт.;
- болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
- гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
- шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
- шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;

- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.

9. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС112-А в составе:

- кровать - 1 шт.;
- спинка головная - 1 шт.;
- спинка ножная - 1 шт.;
- опора с колесами - 2 шт.;
- устройство для подтягивания - 1 шт.;
- стойка-держатель для внутривенных инъекций - 1 шт.;
- ограждение боковое - 2 шт.;
- болт М5х40 ГОСТ 7805 - 2 шт.;
- болт М10х90 ГОСТ 7805 - 8 шт.;
- гайка М5 ГОСТ 5927 - 2 шт.;
- гайка М10 ГОСТ 5927 - 8 шт.;
- шайба п 5 ГОСТ 11371 - 2 шт.;
- шайба п 10 ГОСТ 11371 - 8 шт.;
- шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 - 2 шт.;
- шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 - 8 шт.;

- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0021886



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

Основной государственный регистрационный номер: 1135001000617

143912, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов Западная коммунальная зона, владение 1А, телефон: 8 (495) 411-99-33, факс: 8 (495) 411-99-33.

в лице Генерального директора Даниловой Ольги Сергеевны

заявляет, что

Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» по ТУ 9452-016-13391002-2015

варианты исполнения:

1. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-А в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

2. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Б в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Рама Балканского – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

3. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Д в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Тракционная рама – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Н в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Опора с колесами – 2 шт.
- Рама Балканского – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

5. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» PC105-Б в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Опора с колесами – 2 шт.
- Устройство для подтягивания – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инфузий – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт M5x40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Болт M10x90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
- Гайка M5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Гайка M10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

6. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» PC105-А в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Опора с колесами – 2 шт.
- Болт M5x40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Болт M10x90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
- Гайка M5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Гайка M10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

7. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» PC106-Д в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Опора с колесами – 2 шт.
- Устройство для подтягивания – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инфузий – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт M5x40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Болт M10x90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
- Гайка M5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Гайка M10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

8. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» PC106-Б в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Устройство для подтягивания – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инфузий – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт M5x40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка M5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

9. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» PC112-А в составе:



- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Опора с колесами – 2 шт.
- Устройство для подтягивания – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х46 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Код ОК 005-93: 94 5210  
Код ТН ВЭД России: 9402 90 000 0

выпускаемая по ТУ 9452-016-13391002-2015

серийный выпуск

изготовителем Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов Западная коммунальная зона, владение 1А

соответствует требованиям  
ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4); ГОСТ Р 50267.0-92

Декларация принята на основании протокола № 299-374-2-16/БМ от 06.07.2016 года. Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСМАРКЕТ», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.0411БРО срок действия с 14.01.2016 года. Регистрационного удостоверения № РЗН-2016/4320 от 24 июня 2016 года, выдано федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Дата принятия декларации 14.07.2016  
Декларация в соответствии действительна до 13.07.2019

М.П.

О.С. Данилова

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  
Орган по сертификации продукции ООО «БизнесМаркет»

115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 1. Телефон +74993915053, факс +74993915053, адрес электронной почты cs.bismark@mail.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ91 выдан 25.04.2014 Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 14.07.2016, регистрационный номер РОСС RU.АГ91.Д01488

М.П.

Е. Н. Леднева

